

# G PREX 3 IN 1



C O R P O

Una combinazione di tre tecnologie per il **rimodellamento della silhouette**.

## DESCRIZIONE

**G PREX 3 IN 1** attraverso le pressioni dosate ai tessuti, facilita il drenaggio del liquido interstiziale e dei soluti che vi si trovano, attiva la circolazione venosa e libera l'ambiente extracellulare dalle scorie che le cellule costantemente vi riversano.

Il **pressomassaggio** è utilizzato principalmente per il trattamento degli arti inferiori, le zone del corpo che presentano maggiormente problemi di tipo circolatorio ed è indicato in tutti i casi in cui è necessario il massaggio manuale.

Il massaggio di linfodrenaggio effettuato dall'apparecchiatura può, inoltre, essere ottimizzato dall'applicazione complementare di prodotti specifici ad azione drenante applicati sia manualmente, sia con l'ausilio di particolari e specifici bendaggi.

L'**elettrostimolatore** è un generatore di corrente con impulsi ad onda quadra capace di eccitare le cellule nervose delle fibre muscolari.

I trattamenti vengono realizzati con elettrodi da applicare in corrispondenza delle fasce muscolari che si vogliono riattivare, con lo scopo di ridurre stimoli che diano origine a contrazioni muscolari. I trattamenti contribuiscono non solo a rassodare e compattare la pelle, ma anche a ridurre la cellulite perché riproducono lo stesso fenomeno che si presenta durante la normale attività fisica.

L'**infrarosso** in dotazione, infine è in grado di aumentare il metabolismo basale.

## MODELLO PR 11 QUBO SCOCHE SELEZIONABILI

## CARATTERISTICHE TECNICHE



Alimentazione elettrica |  
Dalla rete monofase a 230 Vac  $\pm$  10%- 50/60 Hz

Potenza massima assorbita | 50W

TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO |  
Pressomassaggio professionale

PESO | 12 Kg

DIMENSIONI (LxPxH) | 30 x 42 x 27 cm